

MINI

Vidas



Pensato per durare


BIOMÉRIEUX

Pensato per durare

I sistemi automatici per immunodosaggi *miniVIDAS*[®] sono apprezzati in tutto il mondo per la semplicità d'uso, la flessibilità e l'accuratezza dei risultati.

MINI

Vidas



I valori di *miniVIDAS*[®]

- Reagenti in formato monodose pronti all'uso
- Confezioni complete di tutto il materiale occorrente per l'esecuzione dei test
- Robustezza strumentale
- Ridotta frequenza e ridotto numero di punti di calibrazione e controlli

***miniVIDAS*[®], una classe a parte**

miniVIDAS peso: 40 kg
Requisiti elettrici
Voltaggio: 100-240 VAC
Consumo: 1,5 - 0,8 A
Frequenza: 50-60Hz
Potenza: 150 Watt
Emissione calore: circa 512 Btu/ora

Flessibilità

- Due compartimenti indipendenti, ciascuno da sei posizioni
- Confezionamenti reagenti ridotti (60 o 30 test) con lunghe scadenze
- Ideale per eseguire test in urgenza (Troponina I, Procalcitonina, NT-proBNP, D-Dimero, hCG...) e test di conferma e/o piccole routine in malattie infettive (anti-HCV, anti-HIV, ToRC, EBV...)
- Ampio Menu reagenti in continua evoluzione (oltre 100 parametri disponibili)

Qualità

- Nessuna possibilità di carry-over o contaminazioni crociate
- Test ad elevato valore clinico: Galectin-3, HIV DUO Ultra, Toxo Avidity...



bioMérieux Italia S.p.A.
Via Di Campigliano, 58
50012 Bagno a Ripoli (FI)
Tel. : (39) 055 64497
Fax : (39) 055 643025
www.biomerieux.it
www.biomerieux.com

Unisciti alla comunità internazionale di utilizzatori VIDAS[®] registrandoti su www.myvidas.com


BIOMÉRIEUX