

URITEST-500

ANALIZZATORE PER URINA



 URIT

L'UNIONE FRA PRECISIONE E VELOCITÀ

Italia  Marigo

Sistemi diagnostici e servizi per laboratori di analisi

URITEST-500

ANALIZZATORE PER URINA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Principio di misura: integratore sferico e metodo fotometrico con doppia lunghezza d'onda
- Lunghezza d'onda: 550 nm, 620 nm, 720 nm
- Cadenza analitica: 500 test/ora
- Capacità di memoria: 1000 campioni
- Tipo di strisce: Uritest 11G
- Eliminazione automatica delle strisce usate
- Touch-screen e microcomputer incorporato
- Stampante termica: interna, silenziosa, ad alta velocità e di lunga durata
- Interfaccia standard RS 232


URITEST 11G

STRISCE AD 11 PARAMETRI PER L'ANALISI DELL'URINA:



- pH
- Nitriti
- Acido Ascorbico
- Proteine
- Peso Specifico
- Sangue
- Glucosio
- Bilirubina
- Urobilinogeno
- Chetoni
- Leucociti

DISTRIBUITO DA



CE

Italia **Marigo**

Marigo Italia s.r.l.

Via Bagnulo, 168
80063 - Piano di Sorrento (NA)
Tel (+39) 081 5344611
Fax (+39) 081 8787584
(+39) 081 5321374
E-Mail info@marigoitalia.it
Website www.marigoitalia.it



ISO 9001-2000 Reg. No. 059-A
Certificate No. AJA05/8809